



## 10×电泳转膜缓冲液 (< 100KD)

产品货号: QS05066

产品规格: 500 mL

### 产品简介:

10×电泳转膜缓冲液是用于蛋白印迹实验 (Western blotting) 中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成, 为10×浓缩液, 不含SDS和甲醇, 便于储存、操作简便。

### 产品组成:

250mM Tris, 1.92 M Glycine

### 操作步骤 (仅供参考):

本产品为10×浓缩液, 临用前按下述步骤稀释:

1. 取100mL的10×电泳转移缓冲液, 加入200mL无水甲醇混匀。
2. 加入蒸馏水或去离子水, 定容至1L, 混匀后即可使用。
3. 新配制的1×电泳转移缓冲液工作液室温可保存两周左右。

### 注意事项:

1. 本产品为高倍浓缩液, 环境温度较低时可能会有结晶析出, 可加热助溶, 待溶解完全后再行稀释使用; 密封保存, 防止污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

**有效期:** 12个月有效。