



版本号: QZS202502001
发布日期:2025-02-06

10X TBST 缓冲液产品手册

产品名称: 10X TBST 缓冲液

产品编号: QS05026

规格: 100 mL, 500 mL, 1 L

储存条件: 2-8°C, 有效期 12 个月

一、产品描述:

10X TBST 缓冲液是一种即用型浓缩缓冲液,常用于 Western Blot 实验中膜的洗涤和抗体的稀释。本产品经过无菌过滤处理,使用方便,可有效节省实验时间。

二、主要成分:

Tris-HCl (pH 7.4)

NaCl

Tween-20

三、产品优势:

即用型: 无需配制, 稀释后即可使用, 方便快捷。

稳定性好: 经过严格的质量控制, 确保批次间稳定性。

性价比高: 浓缩型配方, 可稀释 10 倍使用, 经济实惠。

四、使用方法:

1. 使用前请将 10X TBST 缓冲液恢复至室温并轻轻混匀。

2. 根据实验需要, 用去离子水将 10X TBST 缓冲液稀释至 1X 工作液浓度。

例如: 取 100 mL 10X TBST 缓冲液, 加入 900 mL 去离子水, 混匀后即可得到 1 L 1X TBST 工作液。

3. 1X TBST 工作液可用于 Western Blot 实验中膜的洗涤和抗体的稀释。

五、注意事项:

1、本产品仅供科研使用。

2、请勿食用。

3、使用前请仔细阅读产品说明书。

4、请根据实验需要选择合适的稀释倍数。

5、稀释后的 1X TBST 工作液建议现配现用。

六、安全信息:

- 1、本产品对人体无害，但使用时仍需佩戴手套和实验服。
- 2、如不慎接触眼睛或皮肤，请立即用大量清水冲洗并就医。

免责声明:

本产品手册仅供参考，具体使用方法请根据实验需要进行调整。生产厂家对本产品手册内容保留最终解释权。